



B2-MOVER BOOSTER / "SMART-CLICK" SYSTEM



B2-MOVER BOOSTER ... er en smart letvægts hjælpemotor som kan monteres på standard foldbare kørestole, og som aflaster hjælperen med at skubbe kørestolen. Betjeningen af hjælpemotoren foregår via et lille betjeningspanel, som monteres ved hjælperens / skubberens venstre eller højre håndtag ved hjælp af medfølgende gummi montagebånd.

I løbet af ca. 5 min. kan hjælperen montere sin lille elektriske hjælpemotor på en standard foldbar kørestol. Hjælpesystemet kan bruges både ude og inde.... Motor er fuldstændig lydløs, og BQ-2 har 3 hastighedstrin, 1: 2km/h, 2: 4km/h og 3: 6km/h. Det ønskede hastighedstrin vælges på det lille betjeningspanel. På samme panel findes der en rød nødstop knap, til stop af motor. Efter brug afmonteres hjælpemotoren hurtigt og nemt.

B2-MOVER BOOSTER ... bringes automatisk til at stoppe når der trykkes på nødstop, og motor genstartes ved at dreje nødstop knappen i urets retning. Skal hjælper forlade kørestolsbruger, trykkes på nødstop og kørestolens mekaniske bremses aktiveres, så kørestolen ikke ruller.

De tværgående ruller på drivhjulet gør kørestolen i stand til at foretage 360° vendinger. Kørestolen styres ved at holde let tilbage i håndtaget i den side som kørestolen skal svinge til. Hjælper kan også trykke på STOP knappen så motor afbrydes, og derefter foretage svingningen. Når svingningen er foretaget, kan hjælper dreje på den røde knap, og motor starter igen.

B2-MOVER BOOSTER ... leveres komplet med "Smart-Click" beslag og rustfri stålbom til montage på kørestolens ramme. Lithium Ion batteriet er placeret indvendig i motor, og den intelligente batteri lader, som er beregnet til indendørs brug, frakobler automatisk batteriet 100% elektronisk, når batteriet er opladet. Herved undgås over-opladning af Lithium batteriet og dermed risikoen for overophedning og brand i battericeller, såfremt der skulle være opstået en fejl i batteriet.



Hvad kan denne B2-MOVER BOOSTER gøre for dig, som hjælper for en kørestolsbruger?

- Skåne dine hænder, skuldre og den fysiske overbelastning ved at skulle skubbe en kørestol med last.
- Systemet er meget nemt at montere og bruge i det daglige, og kræver ikke at hjælpere er special uddannet for at kunne køre ture med en kørestolsbruger.
- En standard foldbar kørestol og den lille hjælpemotor, vejer ikke meget og nemt at anbringe i stue / værelse, og nemt at transportere i bilens bagagerum, i bus eller i tog.
- *B2-Mover Booster* systemet kan bruges både ude og inde.

TEKNISKE DATA FOR B2-MOVER BOOSTER

Motor type	HUB 24V/250W	Batteri teknologi	Lithium LiFePO ₄	Lithium lader	29,4V / 2A IP67
Længde	470mm	Batteri kapacitet	6,6Ah	Opladetid	3~4 timer
Bredde	145mm	Køredistance	Maksimum 25km	Oplader profil	CC / CV ladeprofil
Maksimum højde	200mm	Operativ temp.	-20°C - +60°C		
Omni-hjul diameter	200mm	Stop v. underspæn.	21V ±0,5V	Tilbehør som medfølger	
Omni-hjul bredde	71mm	Motor Controller	Intelligent	Connection bar	Ja, justerbar, smart click
Vægt m. batteri	6kg	Støjniveau	Lydløs	Smart beslag	Ja, 2 størrelser
Hastighed 1 (L)	2km/h	Tænd / Sluk knap	Ja	Brugsanvisning	Ja
Hastighed 2 (M)	4km/h	Monitor	Ja, 5 stk- LED		
Hastighed 3 (H)	6km/h	Betjeningspanel	3 x LED, Power Switch, STOP knap, Hastighedsomskifter		

2024 Pris: Kr. 18.440,- Ekskl. Moms.

Kr. 23.050,- Inkl. Moms

Ekstra beslag: Kr. 368,- Ekskl. Moms

Kr. 460,- Inkl. Moms